



**CABINA MURAL  
PARA  
DEFIBRILADORES  
EXTERNOS  
AUTOMÁTICOS  
(DEA)**



**AIVIA<sup>®</sup> 'S'**

# PRESENTACIÓN

El AIVIA® «S» ha sido desarrollado para su instalación en interiores.

Combinando robustez y ligereza, la cabina AIVIA® «S» está formada por 2 partes diferenciadas:

- La parte frontal de policarbonato,
- La carcasa de ABS.

Estos materiales utilizados en muchos sectores presentan unas muy buenas características de resistencia a impactos.

El acceso al DEA está protegido por precintos adhesivos.



## SEÑALIZACIÓN

En la parte frontal figura la cadena de supervivencia así como tres pictogramas explícitos que muestran sus instrucciones de uso

Precintos adhesivos

Puntos de fijación mural  $\varnothing 5/16"$  ( $\varnothing 8$  mm)

Correa que sujeta el DEA



18501 Pines Blvd, 3rd floor  
Pembroke Pines, FL 33029, USA